

"Лягушка" - аппарат для быстрой дистализации моляров*
Frog Appliance – the Simplified Molar Distalizer*

Info
№ 177



FROG ("Лягушка") - аппарат для дистализации моляров
Дистализация верхних моляров часто является целью спланированного ортодонтического лечения при нарушении окклюзии II Класса и, иногда, при лечении без удаления в случае большой скученности зубов.
Аппарат "Лягушка" отличается простым изготовлением и установкой, несложной активацией. Аппарат активируется за счет раскручивания винта с фронтальной стороны специальной отверткой. Каждый поворот отвертки против часовой стрелки предполагает 0,4 мм дистализации. Аппарат может использоваться на первых этапах лечения или в комбинации с несъемной аппаратурой.

The Frog Appliance

Distalizing maxillary first molars is often an objective in treatment plans involving Class II malocclusions and it is sometimes indicated for non-extraction treatments with maxillary crowding.

The Frog appliance offers outstanding molar distalization without crown or root tipping. The assembling and activation of the Frog is easy. Even the spring is easily removed and adjusted. The appliance is easily activated from the anterior by simply turning the screw counter clockwise.

Номер No. CE 0297		описание description
169-1000		Дистализатор "FROG"- набор на 1 пациента 1 винт, 1 преформированная пружина, 1 отвертка, инструкция. FROG-appliance – kit for 1 patient 1 screw, 1 preformed spring, 1 screwdriver 1 Laboratory and delivery instruction
169-5000		Дистализатор " FROG"- набор для 5 пациентов 5 винтов, 5 преформированных пружин, инструкция. FROG-appliance – kit for 5 patients without screwdriver 5 screws, 5 preformed springs, 1 laboratory and delivery instruction
169-1523		Винт для дистализатора "FROG" (1 уп. = 5 шт.) Screw for FROG-appliance (1 pack = 5 pcs.)
307-1523		Преформированная пружина для дистализатора "FROG" (1 уп. = 5 шт.) Preformed spring for FROG-appliance (1 pack = 5 pcs.)
100-1523 CE		Отвертка для дистализатора "FROG" (1уп. = 5 шт.) Screwdrivers for FROG-appliance (1 pack = 5 pcs.)