

Площадки для замков-трубок Bondable Pads for each type

Вы можете сократить расходы на хранение бандажных колец, используя площадки для приклеивания компании Forestadent! Вместо того, чтобы хранить бандажные кольца в 32-х размерах с соответствующими замками-трубками, Вам необходимо всего лишь несколько вариантов площадок для приклейки, чтобы лечить каждого из Ваших пациентов.

Все площадки компании Forestadent...

- идеально подходят к любой поверхности и обеспечивают максимальную фиксацию благодаря своим мезио-дистальному и окклюзионно-десневому контурам, которые соответствуют естественной поверхности зубов.
- изготовлены из нержавеющей стали
- основание замка выполнено в форме сетки, за исключением замков без никеля, у которых основание в виде блоков.

Reduce your storage costs and chair side time by using Forestadent bondable pads!


Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few bondable pads to treat each of your patients.

All Forestadent Bondable Pads ...

- provide a perfect fit and assure maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which are conform to the natural tooth surface;
- are made of stainless steel;
- feature the well-tried mesh base, except NiFree bondable pads which have a block base

Маленькие площадки

Используются на зубах с маленькой клинической короной или на зубах, которые до конца не прорезались. На седьмые зубы замки-трубки уже припаяны на площадку.



Small bondable pad

The standard bondable pad is especially used for small coronas and for teeth which are not broken through fully. Buccal tubes for the 7th are automatically delivered on a standard bondable pad.

Большие площадки

По умолчанию большие площадки поставляются с двойными и тройными замками-трубками. Но по просьбе заказчика площадка может иметь и одинарный замок-трубку.



Large bondable pad

Double and triple buccal tubes are delivered on large bondable pads as a standard. Single buccal tubes can be delivered on large bondable pads on customer request. The minimum order quantity is 100 pieces left and 100 pieces right.

Площадка Биг-Фут

Площадка Биг-фут изготовлена из очень тонкого материала, что делает ее очень легкой и хорошо адаптируемой к поверхности зуба. Правильное прилегание к поверхности зуба обеспечивает надежную адгезию. Специальные выступы, нанесенные на основание, помогают легко и безопасно снять замок. Брекеты на моляры и щечные трубки доступны в прописи Roth и McLaughlin/Bennett/Trevisi.



Big Foot pad

Big Foot pads are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt to the tooth surface of the molars. The perfect fit provides a better adhesion to the tooth. Special notches on each side of the pad make removing easy and safe. Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-system are offered on Big Foot pads.

Безникелевые площадки

Безникелевая площадка представляет собой обработанную пескоструйным аппаратом площадку с закругленными углами.






NiFree bondable pad

The NiFree bondable pad is a flat all-round pad featuring a sandblasted base.




Тройные замки-трубки для приклеивания
Triple buccal tubes for direct bonding





CE 0297

Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 большое основание / on large pad	
						право / right	лево / left
 конвертируемая		-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0704	740-0704
					.022" x .028"	741-0702	740-0702

4


Двойные замки-трубки для приклеивания
Double buccal tubes for direct bonding







Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 большое основание / on large pad	
						право / right	лево / left
 конвертируемая		-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0728	740-0728
					.022" x .028"	741-0726	740-0726

Нижняя челюсть Mandibular	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						 конвертируемая	
.022" x .028"	741-1702	740-1702					
		0°	0°	0°	.018" x .025"	750-8410	750-8410

Одinarные замки-трубки для приклеивания Single buccal tubes for direct bonding













CE 0297

Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 большое основание / on large pad	
						право / right	лево / left
 конвертируемая		-10°	0°	8°	.018" x .025"	743-0704	742-0704
					.022" x .028"	743-0702	742-0702
 конвертируемая		0°	0°	0°	.018" x .025"	743-2704	742-2704
					.022" x .028"	743-2702	742-2702

Нижняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 маленькое основание / on small pad	
						право / right	лево / left
		-10°	0°	7°	.018" x .025"	757-8312	757-8212
		-14°	0°	14°	.018" x .025"	741-0804	740-0804
					.022" x .028"	741-0802	740-0802
		-14°	0°	10°	.018" x .025"	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0802	727-0802
		-10°	0°	12°	.018" x .025"	774-0804	773-0804
					.022" x .028"	774-0802	773-0802
		-9°	0°	10°	.022" x .028"	748-8322	748-8222
		-10°	0°	6°	.018" x .025"	776-0804	775-0804

Одинарные замки-трубки для приклеивания Single buccal tubes for direct bonding

CE 0297


Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 большое основание / on large pad	
						право / right	лево / left
 конвертируемая	$\frac{6}{6}$	-22°	6°	5°	.018" x .025"	776-1704	775-1704
 конвертируемая	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	742-2704	743-2704
					.022" x .028"	742-2702	743-2702
 конвертируемая	$\frac{6}{6}$	-25°	0°	6°	.018" x .025"	743-1704	742-1704
					.022" x .028"	743-1702	742-1702
Нижняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 маленькое основание / on small pad	
						право/right	лево/left
	$\frac{6}{6}$	0°	0°	0°	.018" x .025"	748-8311	748-8211
					.022" x .028"	748-8321	748-8221
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741-1804	740-1804
					.022" x .028"	741-1802	740-1802
	$\frac{7}{7}$	-30°	0°	0°	.022" x .028"	748-8325	748-8225
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	12°	.018" x .025"	774-1804	773-1804
					.022" x .028"	774-1802	773-1802
	$\frac{7}{7}$	-27°	0°	6°	.018" x .025"	776-1804	775-1804
	$\frac{7}{7}$	-22°	0°	12°	.018" x .025"	758-8314	758-8214
	$\frac{7}{7}$	-10°	0°	0°	.018" x .025"	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1802	727-1802

Основание Биг Фут Big Foot Pad

Вы можете сократить расходы на хранение бандажных колец, используя площадки для приклеивания компании Forestadent! Вместо того, чтобы хранить бандажные кольца в 32-х размерах с соответствующими замками-трубками, Вам необходимо всего лишь несколько вариантов площадок для приклейки, чтобы лечить каждого из Ваших пациентов.


Your band assortment is going to be reduced!
Your storage costs and chair side time will also be reduced when using our new Big Foot pad. Instead of storing 32 different band sizes with adequate buccal tubes you only need a few Big Foot pads to treat each of your patients.

Основание Биг Фут обеспечивает прекрасное позиционирование и гарантирует максимальную прочность фиксации. Основание изготовлено из тонкого металла. Оно идеально огибает поверхность зуба как мезио-дистально, так и окклюзионно-дистально.



The Big Foot pad provides a perfect fit and assures maximum bond strength due to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which conform to the natural tooth surface. They are made of extra thin material which makes them extra light and easy to adapt.

Площадка Биг Фут для замков изготавливается с хорошо зарекомендовавшей основой из миниячеек. Специальные выступы с мезио-дистальных сторон служат для простого снятия.




Forestadent Big Foot pads feature the well-tried mesh base. Special notches on each side of the pad make removal easy and safe.

Новые самолигирующие замки-трубки Квик системы РОТ или McLaughlin/Bennett/Trevisi-System так же поставляются на основании Биг Фут.



Quick Molar brackets and selected buccal tubes in the Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-System are offered on Big Foot pads.

Основание Биг Фут - самое удобное для позиционирования замков-трубок.










Big Foot pads are adaptable to the tooth surface.

Замки-трубки на площадках Биг Фут
Buccal tubes on Big Foot Pads

CE 0297

Система POT
Roth System





Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	право / right	лево / left
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0704	740B0704
					.022" x .028"	741B0702	740B0702
	6 6	-14	0	14	.018" x .025"	741B0728	740B0728
					.022" x .028"	741B0726	740B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .028"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	14	.018" x .025"	741B0804	740B0804
					.022" x .028"	741B0802	740B0802




Нижняя челюсть Mandibular	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	право / right	лево / left
	6 6	-30	0	4	.018" x .025"	741B1704	740B1704
					.022" x .028"	741B1702	740B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .028"	731B1732	730B1732
	7 7	-30	0	4	.018" x .025"	741B1804	740B1804
					.022" x .028"	741B1802	740B1802

Замки-трубки на площадках Биг Фут
Buccal tubes on Big Foot Pads

CE 0297

Система **M**claughlin / **B**ennett / **T**revisi


Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк Torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право / right	лево / left
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0712	727B0712
	6 6	-14	0	10	.022" x .028"	728B0726	727B0726
	76 67	-14	0	12	.018" x .025"	731B0734	730B0734
					.022" x .028"	731B0732	730B0732
	7 7	-14	0	10	.022" x .028"	728B0802	727B0802


Нижняя челюсть Mandibular	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право / right	лево / left
	6 6	-20	0	0	.022" x .028"	728B1702	727B1702
	76 67	-20	0	10	.018" x .025"	731B1734	730B1734
					.022" x .028"	731B1732	730B1732
	7 7	-10	0	0	.022" x .028"	728B1802	727B1802

Замки-трубки на 2-е моляры на большом основании
Second molar buccal tubes on Large Pads


CE 0297


Система POT
Roth System

Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк Torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право / right	лево / left
	7 7	-14	0	14	.018" x .025"	741L0804	740L0804
					.022" x .028"	741L0802	740L0802

Нижняя челюсть Mandibular	зуб tooth	торк Torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право/right	лево / left
	7 7	-30	0	4	.018" x .025"	741L1804	740L1804
					.022" x .028"	741L1802	740L1802

Система McLaughlin / Bennett / Trevisi

Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк Torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право / right	лево / left
	7 7	-14	0	10	.022" x .028"	728L0802	727L0802

Нижняя челюсть Mandibular	зуб tooth	торк Torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot		
						право / right	лево / left
	7 7	-10	0	0	.022" x .028"	728L1802	727L1802

Продукция без никеля (гипоаллергенные замки-трубки)
Ni-Free* Products

CE 0297

Замки-трубки без никеля для приклеивания
Buccal tubes for direct bonding Ni-Free

Верхняя челюсть Maxillary	зуб tooth	торк torque	ангуляция angulation	оффсет distal offset	паз slot	 Основание обработано пескоструйным аппаратом Sandblasted pad (10 шт в уп./10 pcs.)		
						право / right	лево / left	
 конвертируемая	$\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741M0704	740M0704	
					.022" x .028"	741M0702	740M0702	
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-14°	0°	14°	.018" x .025"	741M0804	740M0804	
					.022" x .028"	741M0802	740M0802	
Нижняя челюсть Mandibular	 конвертируемая	$\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741M1704	740M1704
						.022" x .028"	741M1702	740M1702
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$	-30°	0°	4°	.018" x .025"	741M1804	740M1804	
					.022" x .028"	741M1802	740M1802	

*без никеля / Nickel free

Досварочный сервис Prewelding Service

На бандажные кольца фирмы FORESTADENT[®] мы привариваем все замки-трубки, включенные в этот каталог, а так же брекет системы:

- Roth
- McLaughlin/Bennett/Trevisi

При использовании замков-трубок для приваривания других производителей гарантия на бандажные кольца FORESTADENT[®] не распространяется и кольца возврату не подлежат.

On FORESTADENT[®] bands we are welding all attachments indicated in this catalogue as well as the following brackets:

- Roth
- McLaughlin/Bennett/Trevisi

Special weldings cannot be exchanged or credited. Items, which are not our own manufacture, are welded against a surcharge, however, without any warranty.