






Головная тяга с постоянным усилием Bio-High-Pull

	<p>описание description</p> <p>Применение нитиноловых пружин создает постоянную силу в 450 г, что позволяет уменьшить время лечения и повышает комфорт для пациента</p> <p>Through the use of most modern springs a continuous force of about 450 g per spring is exerted and thus reduces treatment time and improves patient comfort.</p>	
<p>Номер No.</p>		<p>описание contents</p>
<p>606-0240</p> <p>CE</p>		<p>Комплект включает в себя: головную тягу с постоянным усилием, 2 пристегивающиеся кнопки, лицевую дугу без стопора 601-1320</p> <p>Set consisting of: High-Pull with traction springs, 2 coupling buttons, 2 coupling springs and facebow 601-1320</p>
<p>611-0240</p> <p>CE</p>		<p>Головная тяга с постоянным усилием</p> <p>Complete set without facebow</p>
<p>611-1013</p> <p>CE</p>		<p>10 кнопок и 10 пружин для сцепления</p> <p>10 coupling buttons and 10 coupling springs</p>
<p>611-1010</p> <p>CE</p>		<p>10 пружин для сцепления</p> <p>10 coupling springs</p>