

Шейная тяга с постоянным усилием Bio-Low-Cervical-Pull

		описание description	
		<p>В шейную тягу встроены эластичные нитиноловые пружины, что позволяет создавать равномерную силу на дистализируемые моляры</p> <p>Elastic springs incorporated into the low cervical pull allow equal asymmetrical continuous forces onto the molars to be distalised</p>	
		<p>Безопасные стопоры предотвращают повреждение</p> <p>The safety stops prevent injuries.</p>	
Номер No.	цвет colour	описание contents	
603-0106 CE	голубой blue	Комплект включает в себя: шейную тягу с постоянным усилием, силовые модули, пристегивающиеся приспособления, лицевую дугу без стопора 601-1020	
603-0107 CE	зеленый green	Set consisting of: Foam pad, traction band, coupling button, coupling spring, facebow 601-1020	
603-0104 CE	голубой blue	Шейная тяга с постоянным усилием	
603-0105 CE	зеленый green	Complete set without facebow	
611-1013 CE		10 кнопок и 10 пружин для сцепления 10 coupling buttons and 10 coupling springs	
611-1010 CE		10 пружин для сцепления 10 coupling springs	