

Брекеты Бриллиант – сдержанность и комфорт Brilliant® Brackets – discreet and comfortable


Брекеты Бриллиант изготовлены из полиоксиметилена - светоустойчивого материала с низким коэффициентом трения и высоким сопротивлением к износу. Цвет материала близок естественному, что делает брекет незаметным на зубе. Низкое трение и высокая прочность гарантируют аккуратное и быстрое лечение.



Brilliant® Brackets, made of a tooth coloured plastic, are almost invisible. Polyoxymethylene is a material giving high colour stability, low friction and high wear resistance. Excellent friction and bond strength guarantee gentle and fast treatment.

Настоящий бриллиант

После длительного лечения видны лишь небольшие следы обесцвечивания на брежете.



Just brilliant

There is only little discolouring even after long treatment.

Надежность

Уникальный дизайн основания брекета и его обработка пескоструйным аппаратом позволяет брекетам Бриллиант не уступать по качеству сцепления с зубом аналогам с крючковидными выступами на основании. Брекет можно приклеивать на однокомпонентный или обычный двухкомпонентный адгезив.




Reliable

The uniquely designed and sandblasted bracket base offers excellent bond strength. Brilliant® Brackets offer the same bond strength as mesh pad brackets. Any mix or single paste adhesive is suitable for bonding. No additional bracket primer or adhesion booster is necessary.

Быстрое достижение результата

Тесты показали, что при использовании нитиноловой дуги трение в пазах брекета Бриллиант меньше на 70% по отношению к металлическому брекету и на 90% по отношению к керамическому с металлическим пазом. Следовательно, улучшается передача силы и укорачивается время лечения.



Speedy Success

Friction is reduced by 70 % compared to a good metal bracket. In comparison to a ceramic bracket it is even reduced by 90 %. That is the result of friction tests of diverse brackets and Brilliant® Brackets using a NiTi archwire. Consequently, the improved force transmission results in shorter treatment times.

Удобство в использовании

Брекеты Бриллиант показывают не только превосходное качество сцепления с поверхностью зуба, но и беспроблемное снятие, не травмирующее зубную эмаль.



User friendly

Brilliant® Brackets offer not only excellent bond strength but also trouble-free debonding. There are neither fractures nor enamel chipping.

Отличительная особенность

Система ROTH предлагает на клыки брекеты с крючком.



Feature

The Roth system offers canine brackets with solid hooks.

Брекеты Бриллиант
Brilliant® Brackets

Info
№ 146

паз .018"

Система POT
CE 0297

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

	766-0503	766-0503	*766-0303	766-0203	766-0103	765-0103	765-0203	*765-0303	765-0503	765-0503
	-	-	766-0313	-	-	-	-	765-0313	-	-
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	-1°	-1°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	-1°	-1°
In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	766-1603	766-1503	*766-1403	765-1203	765-1203	765-1203	765-1203	*765-1403	765-1503	765-1603
	-	-	*766-1413	-	-	-	-	*765-1413	-	-

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Наборы/Cases	1	5	10	20	50
Брекеты 5-5	20	100	200	400	1000
	706-0471	706-0472	706-0473	706-0474	706-0475
3	706-0491	706-0492	706-0493	706-0494	706-0495
Наборы/Cases	-	5	-	-	-
Брекеты 3-3	-	60	-	-	-
	-	706-0481	-	-	-
3	-	706-0483	-	-	-

паз .022"

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

CE 0297

	766-0501	766-0501	*766-0301	766-0201	766-0101	765-0101	765-0201	*765-0301	765-0501	765-0501
	-	-	766-0311	-	-	-	-	765-0311	-	-
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	-1°	-1°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	-1°	-1°
In/Out	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,7	0,7
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	766-1601	766-1501	*766-1401	765-1201	765-1201	765-1201	765-1201	*765-1401	765-1501	765-1601
	-	-	*766-1411	-	-	-	-	*765-1411	-	-

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Наборы/Cases	1	5	10	20	50
Брекеты 5-5	20	100	200	400	1000
	706-0476	706-0477	706-0478	706-0479	706-0480
3	706-0496	706-0497	706-0498	706-0499	706-0500
Наборы/Cases	-	5	-	-	-
Брекеты 3-3	-	60	-	-	-
	-	706-0482	-	-	-
3	-	706-0484	-	-	-