

Инструмент для изменения формы дуг Memory Maker 3. Generation*



Аппарат "Memory-Maker" предназначен для изменения памяти формы на нитиноловых сформированных дугах или придание индивидуальной формы нитиноловой заготовке. Вы можете сами запрограммировать дугу нужной формы.

With the Memory-Maker you can program the superelastic Memory-Form of Nickel-Titanium Wires, e.g. FORESTADENT Titanol® or you can change already programmed Memory-Forms.

| Номер No. | описание description |
|-----------|--|
| 900-1007 | Аппарат "Memory Maker" без щипцов |
| 900-1008 | Аппарат "Memory Maker" с щипцами. (2 шт-501-0810) / with 2 pliers 501-0810 |

*по проф. Сандеру / acc. to Prof. Dr. F. G. Sander
**73/23 EWG
89/336 EWG