








Деротационная пружина*
Derotation Spring*


Номер No. CE 0297		кол-во в уп. contents	описание description
307-1014		5	<p>Деротационная пружина (.018" x .018")</p> <p>Derotation Spring (.018" x .018")</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">до/before</p>  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">после/after</p> </div>
307-1050		5	<p>Деротационная пружина (.016" x .016" – жесткая) для применения с брекетами Квик</p> <p>Memory Derotation Spring (.016" x .016" – Stiff) for the auxillary slot of the Quick Brackets</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">до/before</p>  <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">после/after</p> </div>

*по проф. Сандеру / acc. to Prof. Dr. F. G. Sander

Пружина для коррекции моляров* Molar Correction Spring




Установка / Insertion

Номер No. CE 0297	кол-во в уп. contents	описание description
	5	Пружина для коррекции моляров (.016" x .022") Molar Correction Spring (.016" x .022")
307-1051	5	Пружина для коррекции моляров (.016" x .016" - жесткая), для применения с брекетами Квик Memory Molar Correction Spring (.016" x .016"- Stiff) for the auxillary slot of the Quick Brackets

*по проф. Сандеру / acc. to Prof. Dr. F. G. Sander

Пружина для интрузии/экструзии Intrusion-, Extrusion Spring



Номер No. CE 0297	кол-во в уп. contents	описание description
	5	Пружина для интрузии/экструзии (.016" x .016"- жесткая), также для применения с брекетами Квик Memory Intrusion-, Extrusion Spring (.016" x .016"- Stiff) for the auxillary slot of the Quick Brackets