


Титанол Лоу Форс Titanol® Low Force


Дуги с постоянным малым усилием



форма Страйт-Арч

Номер No. Верхняя челюсть Maxillary CE 0297	Номер No. Нижняя челюсть Mandibular CE 0297	сечение profile	Ø, мм	Ø, дюйм	кол-во в уп. contents	описание description
280-0840	280-0940		0,40	.016	10	Дуга формы Страйт-Арч Усилие, передаваемое на зуб, на 30% меньше, чем у дуг Титанол-Суперэластик Arch wires in Straight-Arch form with 30 % less elasticity than Titanol superelastic
280-1440	280-1540		0,41 x 0,41	.016 x .016	10	
280-2040	280-2140		0,41 x 0,56	.016 x .022	10	
280-2046	280-2146		0,46 x 0,64	.018 x .025	10	

Индивидуальная упаковка / Individually packed



Титанол Лоу Форс Titanol® Low Force

Дуги с постоянным малым усилием



Евро форма

Номер No. Верхняя челюсть Maxillary CE 0297	Номер No. Нижняя челюсть Mandibular CE 0297	сечение profile	Ø, мм	Ø, дюйм	кол-во в уп. contents	описание description
281-1440	281-1540		0,41 x 0,41	.016 x .016	10	Евро форма
281-2040	281-2140		0,41 x 0,56	.016 x .022	10	Arch wires in Euro-Smile form
281-2046	281-2146		0,46 x 0,64	.018 x .025	10	

* до 30% меньше трение/up to 30 % less friction

Индивидуальная упаковка / Individually packed

