


Дуги Титанол Трайпл Форс

Форма Страйт-Арч

Titanol® Triple Force

Straight-Arch-Form


индивидуальная упаковка / Individually packed



3 сегмента усилия
the 3 force zones



усилие, гр.
force in gms



Трайпл Форс

Дуга имеет три сегмента с различными по величине усилиями: легкое на резцы, среднее на премоляры и сильное на боковой сегмент. Такая дуга оказывает на зубы биологически правильные силы.

Triple Force

with the three force segments for a biological positive force on the teeth. Light for anteriors, medium for bicuspids and heavy for the posterior segment.

*до 30% меньше трение / up to 30 % less friction

Номер No. Верхняя челюсть Maxillary CE 0297	Номер No. Нижняя челюсть Mandibular CE 0297	сечение profile	Ø, мм	Ø, дюйм	кол-во в уп. contents	описание description
276-1440	276-1540		0,41 x 0,41	.016 x .016	10	Дуги с тремя сегментами усилия. Дуга формы Страйт-Арч.
276-2041 276-2046	276-2141 276-2146		0,41 x 0,56 0,46 x 0,64	.016 x .022 .018 x .025	10 10	Triple Force arch wires in Straight-Arch form