




Будут в наличии в середине 2016 года
Estimated availability mid 2016

Система McLaughlin/Bennett/Trevisi System

Цветовая маркировка | colour-marks



Верхняя челюсть / Maxillary					Паз .018"		Паз .022"	
Зуб	Торк	Ангюляция	In/Out	Ротация	Номер / Order-no.		Номер / Order-no.	
					Право	Лево	Право	Лево
1 Центральный резец	+17°	+4°	1,0	-	799-0103	798-0103	799-0101	798-0101
2 Боковой резец	+10°	+8°	1,4	-	799-0203	798-0203	799-0201	798-0201
3 Клык	-7°	+8°	0,8	-	799-0313	798-0313	799-0311	798-0311
	-7°	+8°	0,8	-	799-0303	798-0303	799-0301	798-0301
4 1-й премоляр	-7°	0°	0,8	-	799-0413	798-0413	799-0411	798-0411
	-7°	0°	0,8	-	799-0403	798-0403	799-0401	798-0401
5 2-й премоляр	-7°	0°	1,2	-	799-0513	798-0513	799-0511	798-0511
	-7°	0°	1,2	-	799-0503	798-0503	799-0501	798-0501

Нижняя челюсть/ Mandibular					Паз .018"		Паз .022"	
Зуб	Торк	Ангюляция	In/Out	Ротация	Номер / Order-no.		Номер / Order-no.	
					Право	Лево	Право	Лево
1 Центральный резец	-6°	-6°	1,4	-	798-1203	798-1203	798-1201	798-1201
2 Боковой резец	-6°	0°	1,4	-	798-1203	798-1203	798-1201	798-1201
3 Клык	-6°	+3°	0,8	-	799-1413	798-1413	799-1411	798-1411
	-6°	+3°	0,8	-	799-1403	798-1403	799-1401	798-1401
4 1-й премоляр	-12°	+2°	0,65	-	799-1513	798-1513	799-1511	798-1511
	-12°	+2°	0,65	-	799-1503	798-1503	799-1501	798-1501
5 2-й премоляр	-17°	+2°	0,65	-	799-1613	798-1603	799-1611	798-1601
	-17°	+2°	0,65	-	799-1603	798-1603	799-1601	798-1601

Наборы | Cases

Тип	Паз .018"			Паз .022"		
	1	5	10	1	5	10
Наборы						
1	706-1300	706-1301	706-1302	706-1309	706-1310	706-1311
3	706-1303	706-1304	706-1305	706-1312	706-1313	706-1314
3-5	706-1306	706-1307	706-1308	706-1315	706-1316	706-1317